



L'armoire de 1^{ers} secours

Contenu conseillé par le service de santé au travail

Personne chargée de l'approvisionnement et de la vérification de l'armoire :
Attention aux dates de péremption (Chlorexidine, Dakin, Biafine)

Tous les articles de cette armoire et l'armoire elle-même peuvent être commandés auprès du :

Magasin de chimie de l'UdS - tél. 03 68 85 17 27 – fax 03 68 85 17 50 -
magasinchimie@unistra.fr (voir codes références ci-dessous)

Placer l'armoire dans un endroit facile d'accès, afin qu'elle soit disponible en permanence.

Un affichage adéquat doit permettre sa localisation :



L'armoire ne doit contenir aucun médicament.

Pour toute question, contacter le service de santé au travail de l'UdS ou de médecine de prévention des personnels CNRS.

Site de l'Esplanade :
 03 68 85 15 10 (UdS)
 03 68 85 15 08 (CNRS)

Site d'Illkirch :
 03 68 85 86 37 (UdS)

Site de Cronembourg :
 03 88 10 63 22 (CNRS)

Codes	Articles	Trimestres			
		1	2	3	4
EGANT014 EGANT015 EGANT016 <i>selon la taille</i>	Des gants à usage unique en vinyle				
ECOST001	Des compresses de gaze stérile emballées individuellement (10x10 cm et 30x30 cm)				
EGAZR001 <i>7cm</i> EGAZR002 <i>10cm</i>	Des bandes de gaze extensible (7 cm et 10 cm)				
EPANS001	Des rouleaux de sparadrap hypoallergénique				
EPANS002	Des pansements prédécoupés assortis				
EDESI001	Des unidoses d'antiseptique sans alcool type Chlorexidine Attention toute unidose entamée doit être jetée				
EDAKI001	Un flacon de soluté de Dakin A utiliser en cas de contact avec du sang ou des liquides biologiques Attention tout flacon entamé, ne doit pas être conservé plus d'un mois				
EFLAC001	Un flacon rince-œil vide à remplir avec l'eau du robinet avant usage pour compléter si nécessaire le rinçage débuté au robinet ou au rince œil				
EMASQ001	Un masque pour bouche à bouche				
EKITS001	Un kit ciseaux + pince à écharde				
ECOUS001	Un coussin compressif ou tampon relais pour les saignements abondants				
ECOUV001	Une couverture de survie				
ECOUS002	Un coussin réfrigérant à usage unique par lot de 2 pour les traumatismes bénins				
EERMS001	Un kit de récupération de membre sectionné				
EBIAF001	Un tube de Biafine pommade pour les brûlures simples (superficielles, peu étendues) Attention tout tube ouvert, ne doit pas être conservé plus d'un mois				